

## チャームフィルシリーズはペーストタイプ・フロアブルタイプで全3タイプ

チャームフィル プラス	チャームフィル フロー	チャームフィル フローHV <small>(ヘビーボディ)</small>
<p><b>ベタつかず、インスツルメントで自在に付形。</b></p> <p><b>CHARM FIL</b> LIGHT CURING COMPOSITE RESIN <b>PLUS</b></p>  <p>形態維持の比較 (室温37℃) ※付形直後 (左) と3分後 (右)</p>  <p>流動性 ← → 付形性</p> <p><b>ペーストタイプ</b></p> <p>管理医療機器 228AKBZX00038000</p>	<p><b>流動性が良く窩洞へのなじみが良好。</b></p> <p><b>CHARM FIL</b> LIGHT CURING FLOWABLE COMPOSITE RESIN <b>FLOW</b></p>  <p>抽出後垂直に立て30秒後</p>  <p>流動性 ← → 付形性</p> <p><b>フロアブルタイプ</b></p> <p>管理医療機器 228AKBZX00037000</p>	<p><b>流動性とタレにくさのベストバランス。</b></p> <p><b>CHARM FIL</b> LIGHT CURING FLOWABLE COMPOSITE RESIN <b>FLOW HV</b> <small>HIGHER VISCOSITY</small></p>  <p>抽出後垂直に立て30秒後</p>  <p>流動性 ← → 付形性</p> <p><b>フロアブルタイプ</b></p> <p>管理医療機器 228AKBZX00037000</p>
 <p>3級窩洞 深い5級窩洞 楔状欠損 臼歯咬合面 4級窩洞 2級窩洞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1～5級の窩洞・前歯部・臼歯部の大きな窩洞の充填に。</li> <li>・チャームフィル フローと組み合わせて臼歯部咬合面の充填に。</li> <li>・ベタつかず、インスツルメントで自在に付形ができます。</li> <li>・天然歯に近いシェード・1.2%の低吸縮性率と高い圧縮強度を有します。</li> </ul>   <p>色調：4色=A2.A3.A3.5.B2</p> <p>【セット内容】 4g×1本入り</p> <p>標準価格 <b>¥1,200</b></p> <p>高品質最新CRでこの価格!! 乳歯の大きな窩洞にも最適です。</p>	 <p>窩洞のライニング 浅い5級窩洞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・低吸縮性で積層が行いやすいフロアブルレジンです。</li> <li>・凹凸のある高底や細かい部位に最適。</li> <li>・臼歯部咬合面にもご使用頂けます。</li> <li>・オパール効果で審美性に優れ、充填後は天然歯のような自然な仕上がりに。</li> </ul>   <p>チャームフィルプラス</p> <p>チャームフロー</p> <p>フロアブルならではの窩壁適合性フロアブルレジンを1層流し込むことで気泡の巻き込みも簡単で簡単に窩底を整理できます。</p> <p>10秒照射で最大4mmまで積層可能</p>  <p>色調：4色=A2.A3.A3.5.B2</p> <p>【セット内容】 2g×2本入り ディスポーザブルチップ×8</p> <p>2g シリンジ1本あたり <b>750円</b></p> <p>標準価格 <b>¥1,500</b></p>	 <p>浅い5級窩洞 3級窩洞 深い5級窩洞 臼歯咬合面 楔状欠損</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・3級、5級窩洞 欠損、矯正用ブラケットへの接着。</li> <li>・チャームフィル フローの高い物性・審美性はそのままに思い通りの形態付与が行えます。</li> </ul> <p>ブラケットライアングルの治療</p>  <p>コアビルトアップ</p>   <p>色調：4色=A2.A3.A3.5.B2</p> <p>【セット内容】 2g×2本入り ディスポーザブルチップ×8</p> <p>2g シリンジ1本あたり <b>750円</b></p> <p>標準価格 <b>¥1,500</b></p>

チャームフィル シリーズは世界64カ国で年間150万本が使われるデンキストのベストセラー商品です。この機会にぜひお試しください。

■ご注文は信頼ある