

BSA エナメル層切削を早く、美しく、正確に

INTERPROXIMAL REDUCTION BAR (IPR BAR)

スムーズ スペース

# Smooth Space

で新しい矯正治療が始まります

## Shap Tip

スムーズ スペースは5種類のシェイピングバーと1本の仕上げ用バーからお選び頂けます。ストリッピングと比べ形成時間は約30秒と短時間。効率的なエナメル除去が迅速・正確に行えます。

## Safe Guard

特殊ダイヤコーティング技術により、エナメル層の微細なクラックを防止しながら効果的に切削します。またバーの後部には、歯肉に考慮したフレア形状を採用。的確に自然なシェイプを形成することが可能です。

歯科用ダイヤモンドバー (一般医療機器)  
届出番号: 23B2X0017000344



1本  
あたり  
**800円**  
の経済性!!



ITEM NO.	① i03F	② i04F	③ i05F	④ i03SF	⑤ IP045F	⑥ IP050F
GRIT	Fine	Fine	Fine	Super Fine	Fine	Fine
BAND COLOR	White	Red	Blue	Yellow	Navy	Green
HEAD SIZE	0.3	0.4	0.5	0.3	0.45	0.5
HEAD LENGTH	3.0/5.0	3.0/5.0	3.0/5.0	3.0/5.0	3.0	3.0
TOTAL LENGTH	20	20	20	20	22	22
PACKAGING	3本入	3本入	3本入	3本入	3本入	3本入

標準価格 各¥2,400

**おたのしみ下さい**

期間: 2024.7/1 ~ 7/31 まで

期間中、アソートパック (4種 4本入) 通常価格 3,200 円のところ初回のみスペシャルプライス!! 25%OFF の 2,400 円でご提供させていただきます。

i03F i04F i05F i03SF



※1 事業所様 1 パック限り

■販売店名

# 快適な装着感、耐久性、矯正力を実現


3層構造の高強度・高弾性スプリントディスク

# Hyper Duraigner

ハイパーデュライナー



3層構造のハイパーデュライナーは、融点の異なる軟質ゴム (TPU) と硬質プラスチック (PET-G) の接合により、痛みを感じにくく、矯正治療により適した構造を有します。



※製品はサークルタイプです。

- 割れにくく、穴があきにくい 高耐久性・高品質 東レ製 PET-G 使用。
- 中間膜 (ショア A 硬度 75) の軟質ポリウレタン (TPU) は特殊製法により接着材不使用で PET-G と強固に結合しているため耐変色性も良好。
- 透明性が高く、硬-軟-硬の3層構造の高強度・高弾性スプリントディスクのため、矯正治療に適した弾力があり、痛みの低減も期待できます。
- 厚さ 0.07mm のスプリント保護フィルムが付属しています。これを模型面にセットし、加圧成形いただくことで模型とスプリントの着脱が容易になり、スプリントの汚れ、スクラッチ傷を効果的に防止します。

※作製方法は通法どおり

- 一般的名称: 歯科用咬合スプリント (一般)・単回使用)
- 届出番号: 23B2X00017000349

	ハイパーデュライナー	弊社従来品	試験規格
引張強度 (N/mm)	46	39	ASTM D412
伸び率 (%)	224	106	ASTM D412
引張弾性率 (N/mm)	1730	1180	ASTM D412
厚みmm (誤差mm)	0.8mm (±0.02mm)	0.76mm (±0.13mm)	



■ハイパーデュライナー BOX  
標準価格 1箱 20枚 10,000円

※1枚売りもごさいます。  
標準価格 1枚 600円



大好評  
発売中

**pul** CARRY ME

取納ケース



マットカラーのスリムで洗練されたモダンなケースです。  
マグネット開閉でケースをしっかりと固定します。  
リテーナー・スポーツガード・マウスガード部分入れ歯にも!  
プレゼントにも最適です。



詳しくは ▼



※100箱 (2,000枚) 以上のご購入の場合は、特別価格がごさいます。お取引先ディーラー様へご相談ください。

まずは  
見てみたい!  
試してみたい!

初回お試しプライスは3層プライスの1枚 **333円!!**

限定 **30,000** 枚  
期間: 2024.7/1 ~ 7/31 まで

期間中におきましては予定数に達し次第終了いたします。予めご了承ください。



[発売元] 株式会社ビーエスエーサクライ

TEL.052-805-1181

<https://www.bsa-sakurai.co.jp>