## ■ BSA エナメル層切削を早く、美しく、正確に

 $\longleftrightarrow$  0.3mm INTERPROXIMAL REDUCTION BAR (IPR BAR)

## Smooth Space

で新しい矯正治療が始まります



## **Shap Tip**

スムース スペースは 5 種類のシェイピングバーと 1 本の仕上げ用バーからお選び頂けます。ストリッピングと比べ形成時間は約30 秒と短時間。 効率的なエナメル除去が迅速・正確に行えます。



## **Safe Guard**

特殊ダイヤコーティング技術により、エナメル層の微細なクラックを 防止しながら効果的に切削します。またバーの後部には、歯肉に考慮した フレア形状を採用。的確に自然なシェイプを形成することが可能です。


> 歯科用ダイヤモンドバー(一般医療機器) 届出番号: 23B2X00017000344





1本 あたり **800**円 の経済性!!

3.0<sub>mm</sub>



ITEM NO.	① i03F	②i04F	③ i05F	4 i03SF	<b>6 IP045F</b>	⑦ IPO50F
GRIT	Fine	Fine	Fine	Super Fine	Fine	Fine
BAND COLOR	White	Red	Blue	Yellow	Navy	Green
HEAD SIZE	0.3	0.4	0.5	0.3	0.45	0.5
HEAD LENGTH	3.0/5.0	3.0/5.0	3.0/5.0	3.0/5.0	3.0	3.0
TOTAL LENGTH	20	20	20	20	22	22
PACKAGING	3本入	3本入	3本入	3本入	3本入	3本入

標準価格 各¥ 2,400

おためしてさい

アソートパック(4 種 4 本入) 通常価格 3,200 円



■販売店名