

BassiLogic™ 「もっと早く使えばよかった」(涙)

受講された先生方から
このようなお声をよく頂戴いたします。

BSA

なぜ今、バシロジックなのか？

① 穿通から拡大形成までわずか2ステップ

0.1テーパーグライドパスによる道付けから0.3/0.5テーパーシェイピングによる根管成型の最短2ステップ、シンプルファイリングシステムで効率的なMI治療が可能。

② 狭窄・石灰化根管もスピーディーに穿通できるジョーカーファイル

バシだけの特許製法で根管追従性に優れ、しかもよく切れ、とにもかくにも折れにくい。エンド三角除去のためのフレアブラッシングモーション・ストレートアクセスの必要はもうありません。

③ 経済的なプライス1本あたり880円

高いねじれ耐久性により、くり返し使用可能な高耐久性、保険診療で充分お使いいただける高コストパフォーマンス。

④ バシ認定講師による充実したセミナーを毎月開催

バシ認定講師、佐久間先生・月星先生・坂本先生、3先生によるセミナーを毎月開催しています。きめ細やかなピフォーア・アフターフォローによりご使用前の不安・ご使用中の疑問等を解消いたします。※セミナー受講頂きますとフェイスブックバシロジックサロンにて受講された先生方と交流ができていつでも先生方に質問いただけます。

BassiLogic ハンズオンセミナー好評開催中!!

BSAでは4年以上にわたり日本全国で「初めての方でも翌日から使えるバシロジック」をテーマに100以上のハンズオンセミナーを開催して参りました。のべ1000名以上の先生に受講頂き、大変ご好評頂いております。

毎月
開催



新潟県内市 新潟町歯科医院
佐久間 利喜先生
東京会場



愛知県海部郡 月星歯科クリニック
月星 太介先生
名古屋・福岡・大阪会場



札幌中央区 札幌歯科
坂本 渉先生
札幌会場

信頼のバシ認定講師による完全指導!!

バシ認定講師の先生方が実際に手を取りバシファイルの使い方のコツ・ヒケツを伝授。エンドモーターが初めての先生も多数ご参加頂いています。

2回目以降の再受講のご参加はいつでも無料です!! (※実費はございません)

ハンズオンセミナー受講料 標準価格 **39,800円**

*セミナーお申し込みは先着順となります。ご希望のお日にちに沿えない場合がございます。セミナーのお申し込み・会場の確認はこちらから▶

お申込み



東京会場...11/24・12/22・1/19・2/11・3/30・4/27

福岡会場...12/1

名古屋会場...3/9

大阪会場...1/26・4/6

札幌会場...3/20



これ一つで多くの症例に対応可能!!

Bassiフルキット 臨床に必要なファイルを17本 全てを1セットに

視認性抜群!!
使用順序を直感的に識別。
必要な物がすぐに補充可能。



クリアエンド
ブロック(カーブ)

STEP1 穿通・道付け

計4本	01テーパー グライドパス #25/#30/#35/#40 ×各1本
-----	--

ファイルの進入経路の拡大・確立を行います。白歯根管のテーパー平均値は0.2テーパーとされています。01テーパーのグライドパスファイルは根管口や根管中部での根管壁の干渉が無く、根管上部の予備拡大の必要がありません。

再根管治療のベストアイテム

計3本	リトリートメント #30/10・#25/08・#20/06 ×各1本
-----	--

3本のファイルで短時間&高効率な除去が可能に。(クラウンダウン法)リトリートメントファイルは硬く切削効率が非常に高い。根管への追従性が高く歯質に当たると止まるため、歯質の除去が大幅におさえられます。クラウンダウン法で約45分程度で処置が可能です。大幅なチェアタイムの短縮に貢献します。

【セット内容】

Glidepath		Shaping	
25	25/01	25/03	25/05
30	30/01	30/03	30/05
35	35/01	35/03	35/05
40	40/01	40/03	40/05
R	30/10	25/08	20/06
			15/03 15/05

長さ表記 21/25mmの2種類



STEP2 拡大形成

計8本	03/テーパー シェイピング #25/#30/#35/#40 ×各1本
	05/テーパー シェイピング #25/#30/#35/#40 ×各1本

グライドパスファイルを使用し根尖孔径を決定した後は、その号数のシェイピングファイルを1本使用して拡大形成を終了します。

狭窄根管・石灰化根管などに

計2本	グライドパス ジョーカー #15/03 #15/05 ×各1本
-----	---------------------------------------

最も切削効率の高いファイルです。高い穿通性を有しながら、追従性も高く、耐破折性を併せもち、石灰化・狭窄根管を穿通します。15/03(ミニジョーカー)は根尖部、15/05(ジョーカー)は根管上部で使用します。

●材質: ニッケルチタン
●認証番号: 301AKBZX00025000
17本入×1BOX標準価格

■Bassi フルキット 21mm 25mm の2種類 各 **18,000円** (税別)

ご興味ある先生は、まずはこのプラクティスキットからお試しく下さい!

BassiLogic™ 初めて キャンペーン

限定1000パック

期間: 2024.11/18~12/25迄

キャンペーン内容: バシの凄さを実感いただける「プラクティスキット」1シート(4本セット)を通幣3,520円のところ、初めてお使いになる先生に、ジャスト1,000円のお試しプライスでご提供いたします。さらに今なら練習用のクリアエンドブロック(カーブ)1個がセットになって更にお得!! (1歯科医院様1パック限り。期間中におきましても数量に達し次第終了とさせていただきます。予めご了承ください。)

プラクティスキット 21mm

■1パックのキット内容 ●認証番号: 301AKBZX00025000
#25/01/21mm グライドパス×1本 #25/05/21mm シェイピング×1本
#30/01/21mm グライドパス×1本 #30/05/21mm シェイピング×1本

標準価格 **3,520円** (税別)

標準価格 **1,000円** (税別)

バシの凄さを今すぐ体感!!
できます

お試しプライス

注文書

※お取引の販売店様は必ずご記入ください。

BSA
052-805-1182

- 24時間受付
- 番号はおかけ間違いがないようにお願いいたします。

バシファイルチェッカー

8枚の花びら状のタグを、ファイルを使用する毎に1枚ずつちぎることで、使用回数の目安とすることが可能です。

標準価格
¥1,200 /パック



カラー	入数	商品コード	注文数
6色アソート	100	55427	
ホワイト	100	55421	
イエロー	100	55422	
レッド	100	55423	

カラー	入数	商品コード	注文数
ブルー	100	55424	
グリーン	100	55425	
ブラック	100	55426	

バシトレーニングブロック

細く湾曲したストレート×1、根管湾曲×2根管タイプの難易度の高いレジンブロックです。

標準価格
¥3,000 /セット



入数	商品コード	注文数
6	55300	

クリア エンドブロック カーブ


湾曲根管×1の難易度の低いレジンブロックです。

標準価格
¥2,200 /セット



入数	商品コード	注文数
8	691025	

バシ エンドニードル



形式	サイズ	入数	商品コード	注文数
Wサイドホール	23G(針径φ0.65mm)	100	490291	
Wサイドホール	27G(針径φ0.4mm)	100	490292	
Wサイドホール	30G(針径φ0.3mm)	100	490293	
サイドホール	23G(針径φ0.65mm)	100	490271	
サイドホール	27G(針径φ0.4mm)	100	490272	
サイドホール	30G(針径φ0.3mm)	100	490273	
ロングホール	23G(針径φ0.65mm)	100	490281	
ロングホール	27G(針径φ0.4mm)	100	490282	
ロングホール	30G(針径φ0.3mm)	100	490283	

- 針の長さ: 25mm
- 届出番号23B2X00017000341
- E.O.G滅菌済み
- 1本ずつ個包装

バシ イントロキット

1 **バシフルキット**
21mm 標準価格 18000円 /箱 (税別) 18000円
25mm 標準価格 18000円 /箱 (税別) 18000円

2 **Endo Smart**
標準価格 128000円 /1セット 128000円

3 **Woodpex III**
標準価格 49800円 /1セット 49800円

4 **バシハンズオンセミナー受講券**
標準価格 39800円 /1講座 39800円

これだけですぐにBassiがお使い頂ける!! エンドモニター・根管長測定器
バシスターキット・セミナー受講券をセットにして

~~総額 253600円~~ 特別価格 **178000円** のところ

入数	商品コード	注文数
1	338	

プラクティスキット

バシロジックの真骨頂がおわかり頂けます。

標準価格
¥3,520 /ケース

プラクティスキット 21mm

- 材質: ニッケルチタン
- 4本/ケース

- 1パックのキット内容
- #25/01/21mm グライドバス×1本
- #30/01/21mm グライドバス×1本
- #25/05/21mm シェイピング×1本
- #30/05/21mm シェイピング×1本

入数	商品コード	注文数
4	55333	

プラクティスキット 25mm

- 材質: ニッケルチタン
- 4本/ケース

- 1パックのキット内容
- #25/01/25mm グライドバス×1本
- #30/01/25mm グライドバス×1本
- #25/05/25mm シェイピング×1本
- #30/05/25mm シェイピング×1本

入数	商品コード	注文数
4	55336	

●認証番号: 301AKBZX00025000

専門誌: バシロジック エンドファイルシステム入門



- Chapter 1 バシロジックエンドファイルシステムとは
- Chapter 2 バシロジックエンドファイルシステムのラインナップ
- Chapter 3 バシロジックエンドファイルシステムの基本プロトコール
- Chapter 4 バシロジックエンドファイルシステムによる根管治療の流れ
- Chapter 5 症例編 01 イニシャルリトリートメントとリトリートメントの治療の流れ
- Chapter 6 Q&A 02 バシロジックエンドファイルシステムの具体的なプロトコール
- 03 感染根管治療におけるバシロジックファイルの適応症とその症例

標準価格
¥7,000 /冊

入数	商品コード	注文数
1	44432	

歯科医院名:

販売店名:

※お取引の販売店様は必ずご記入ください。

お名前:

医院電話番号:

(営業担当: 様)