

ご好評いただいております **3層式スプリント ハイパーデュライナー**に
待望の **127mm×127mm**のスクエアタイプを追加新発売致しました。

ハイパーデュライナー

BSA

HyperDuraigner

3層構造の **ハイパーデュライナー** は、高い強度を持つ軟質ポリウレタンシート (TPU) を東レ製 硬質プラスチックシート (PET-G) でサンドイッチした 痛みを感じづらく、高耐久性・柔軟性のある歯科用咬合スプリントです。



サークルタイプ・スクエアタイプ

どちらのタイプも **硬-軟-硬** の **3層構造**

サークルタイプ
厚み0.8mm φ125mm

スクエアタイプ
厚み0.8mm 127mm×127mm

1層目... 東レ製 高純度重合ポリエステル (PET-G) **硬質層 0.3mm**

2層目... 特殊熱可塑性ポリウレタン (TPU) **軟質層 0.2mm**
軟質ゴム (TPU) は、良く伸び柔らかいので、顎関節にかかる力を軽くし、関節の負担を軽減するために有効です。

3層目... 東レ製 高純度重合ポリエステル (PET-G) **硬質層 0.3mm**

	ハイパーデュライナー	弊社従来品	試験規格
引張強度 (N/㎡)	46	39	ASTM D412
伸び率 (%)	224	106	ASTM D412
引張弾性率 (N/㎡)	1730	1180	ASTM D412
厚みmm(公差mm)	0.8mm(±0.02mm)	0.76mm(±0.13mm)	

NEW

【イメージ図】



- 透明性が高く、割れにくく、穴があきにくい 高耐久性・高品質 東レ製 PET-G 使用。
- 中間膜 (ショア A 硬度 75) の軟質ポリウレタン (TPU) は特殊製法により接着材不使用で PET-G と強固に結合しているため耐変色性も良好。
- 硬-軟-硬の3層構造の高強度・高弾性スプリントジスクのため、顎関節にかかる力を軽くし、関節の負担を軽減するために使用できます。
- 厚さ 0.07mm のスプリント保護フィルムが付属しています。これを最初に模型面にセットし、次にスプリントを加压成形いただくことで模型とスプリントの着脱が容易になり、スプリントの汚れ、スクラッチ傷を効果的に防止します。
※スプリントと同時に加熱せず別々に加熱成形してください。

■ハイパーデュライナー

商品コード	タイプ	厚み	サイズ	入数	標準価格
81426	スクエア	0.8mm	127×127mm	1枚	¥600 /バック(税別)
81426	スクエア	0.8mm	127×127mm	20枚	¥10,000 /バック(税別)
81425	サークル	0.8mm	125×125mm	1枚	¥600 /バック(税別)
81425	サークル	0.8mm	125×125mm	20枚	¥10,000 /バック(税別)

● 一般的名称: 歯科用咬合スプリント (一般) 単回使用 ● 届出番号: 23B2X00017000349

BITE ME

人間工学に基づいたフィンガーリング

位置調整が可能なくり返し使えるチューイ

患者価格: オープン
各色 1 個入 医院価格 **1200 円**

CARRY ME

患者価格: オープン
各色 1 個入 医院価格 **1800 円**

詳しくは ▼

ハイパーデュライナー 127mmスクエアタイプ追加新発売キャンペーン

2025年 1/14 ~ 2/20 までの期間中は、ハイパーデュライナーのサークル・スクエアどちらでも 1 箱 (20 枚入) 標準価格 10,000 円をお求めの頂きますと、チューイ & アライナー取り外し器具を兼ね備えたアメリカで生まれた人気の 2in1 ツール「バイトミー」と収納ケース「キャリミー」をお一つずつ、総額 3,000 円相当をもれなくセットでお届けいたします。何色が届くかはお楽しみ!

もれなく **3,000 円分** がセットに!

BSA [発売元]株式会社ビーエスエーサクライ TEL.052-805-1181 email:contact@bsa-sakurai.co.jp